


# WUSSTEN SIE, DASS ES EIN TOOL GIBT, MIT DEM SIE GANZ EINFACH DEN PASSENDEN STANDARD FÜR IHRE VERBINDUNG FINDEN KÖNNEN?

"MIT UNSERER MOBILEN APP ZÖGERN SIE NICHT LÄNGER! BESTIMMEN SIE GANZ EINFACH DEN STANDARD, DER ZU IHRER INSTALLATION PASST!"



## KONTAKTIEREN SIE UNS

---

✉ [Info@aseptconn.ch](mailto:Info@aseptconn.ch)  
☎ +41 (0)52 725 10 10

---

## Vereinfachen Sie Ihre Aufgabe


Aseptconn, ein führender Anbieter von Komponenten und Produkten im Bereich steriler Flüssigkeitstransfertechnik, stellt Ihnen seine langjährige Erfahrung im Pharmabereich zur Verfügung.

Wir haben eine mobile APP entwickelt, mit der Sie ganz einfach feststellen können, welche Norm auf Ihrer Anlage angewendet wird. Sie müssen nur Ihr Telefon und einen Messschieber bereithalten und erhalten die Antwort in wenigen Sekunden.

## Wie erhalten Sie die mobile App?

Die App, die völlig kostenlos ist, findet sich im APPLE STORE sowie auf ANDROID unter dem Namen:

**ASEPTCONN AG**



## Wie funktioniert sie?

Die mobile Anwendung ist einfach zu bedienen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die App und wählen Sie die Sprache, in der Sie sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie das Produkt, von dem Sie die Norm wissen möchten.
3. Messen Sie die Durchmesser, die Ihnen zur Verfügung stehen, gemäss dem Bild, das Sie in der App sehen.
4. Notieren Sie die erhaltenen Masse in der Anwendung.
5. Ihr Produkt entspricht der Norm, die den gemessenen Werten am nächsten kommt

Norme	TC	ID	OD
ISO DN25	50.5mm	29.7mm	33.7mm
DIN DN32	50.5mm	32mm	35mm
ASME-BPE 1 1/2"	50.5mm	34.8mm	38.1mm

Below the table is a 'Demande d'informations' form with fields for Nom, Courriel, Numéro de téléphone, Sujet, and Message, and an 'Envoyer' button.

Verwenden Sie auch die Tabelle zur chemischen Kompatibilität, um das Material der Dichtung für Ihre Anwendung festzulegen.